


VITA AKZENT® Plus

Thông tin sản phẩm



Date of issue: 05.14

VITA shade, VITA made.

VITA

Tối ưu hóa. Đơn giản. Ứng dụng rộng
Tạo bóng, màu phủ và bóng - bất kể độ giãn nở nhiệt nào (CTE)
Hệ số giãn nở nhiệt (CTE)



VITA AKZENT®Plus Tối ưu hóa. Đơn giản. Ứng dụng rộng



Sáng tạo cho phòng nha và phòng lab của bạn

Bạn đang tìm kiếm cách tiếp cận đơn giản nhưng hiệu quả hơn tạo lớp bóng, lớp màu và bóng mờ? Vậy, VITA AKZENT Plus là dòng sản phẩm dành cho bạn.

Bộ bao gồm bột bóng, bột màu và bóng màu, đáp ứng hoàn toàn mà không sản phẩm nào sánh kịp giành riêng cho lâm sàng và phòng lab của bạn.

Nó phù hợp cho tất cả dòng vật liệu sứ với bất kỳ độ giãn nở nhiệt (CTE) nào.

Các sắc màu mới, ứng dụng mới, các chỉ định mới - với VITA AKZENT Plus sự lựa chọn của bạn.

Cho dù đó là bột, kem hay dạng xịt, bạn tự quyết định cách sử dụng VITA AKZENT Plus để đạt được hiệu quả chi phí tối đa mà vẫn đáp ứng được nhu cầu của bạn.

VITA AKZENT®Plus SPRAY Đáp ứng tức thì chỉ với 1 cái nhấn nút



AKZENT Plus SPRAY KIT		
Product line content		
Product	Shade	Content
BODY SPRAY	BS01 – BS05	5 x 75 ml
GLAZE SPRAY		1 x 75 ml
GLAZE LT SPRAY		1 x 75 ml
Accessories		



Đặc biệt phù hợp với người sử dụng trong lâm sàng hoặc phòng lab, ví dụ, cho những ca tạo màu tương thích cho phục hình nguyên khối. Chai xịt bóng và xịt hoàn tất đáp ứng nhanh và dễ sử dụng.

Lợi ích:

- Xử lý bề mặt dễ dàng, đồng nhất
- Phun xịt chính xác không có lãng phí bất kỳ vật liệu nào nhờ phân tán đều của đầu phun mới chuyên biệt.



VITA AKZENT®Plus POWDER Kết hợp linh hoạt và riêng biệt với hiệu quả tiết kiệm chi phí



AKZENT Plus POWDER KIT		
Product line content		
Product	Shade	Content
EFFECT STAINS	ES01 – ES14	14 x 3 g
BODY STAINS	BS01 – BS05	5 x 3 g
GLAZE		1 x 5 g
GLAZE LT		1 x 5 g
FINISHING AGENT		1 x 5 g
POWDER FLUID		1 x 20 ml
Accessories		



VITA AKZENT Plus POWDER lý tưởng cho các kỹ thuật viên nha khoa, muốn sử dụng chúng để tạo 1 vài điểm nhấn sứ đắp lớp thông thường cũng như sứ có cấu trúc hạt minh feldspar VITA PM 9.

Lợi ích:

- Tính linh hoạt cao và hiệu quả chi phí không giới hạn
- Có thể được trộn lẫn tự do với nhau để có thêm hiệu ứng màu sắc tùy chỉnh



VITA AKZENT®Plus PASTE **Đáp ứng nhanh tức thì**



AKZENT Plus PASTE KIT		
Product line content		
Product	Shade	Content
EFFECT STAINS PASTE	ES01 – ES14	14 x 4 g
BODY STAINS PASTE	BS01 – BS05	5 x 4 g
GLAZE PASTE		1 x 4 g
GLAZE LT PASTE		1 x 4 g
FINISHING AGENT PASTE		1 x 4 g
PASTE FLUID		1 x 15 ml
Accessories		



VITA AKZENT Plus PASTE hoàn hảo cho các phục hình nhanh và đơn giản như VITABLOCS

Lợi ích:

- Dạng kem pha sẵn và sắc màu đồng nhất, sử dụng được ngay
- Có thể được trộn lẫn với màu khác để đạt được hiệu ứng màu riêng
- Có thể pha loãng hoặc trộn lại





VITA AKZENT Plus PASTE FLUID giữ độ sệt lý tưởng cho dạng kem khi bị khô.

VITA AKZENT®Plus Màu sắc tươi sáng tự nhiên



AKZENT Plus shade selection						
Product line						
Product	Shade samples	Shade	Prod. ID	Available as		
				Spray	Powder	Paste
BODY STAINS – Có độ trong mờ – Để thay đổi màu hiệu ứng của màu cơ bản		Yellow	BS01			
		Yellow-brown	BS02			
		Orange	BS03			
		Olive grey	BS04			
		Grey-brown	BS05			
EFFECT STAINS – Tạo độ phủ cao hơn – Tạo hiệu ứng bề mặt tự nhiên – Tạo màu trong quá trình đắp lớp		White	ES01			
		Cream	ES02			
		Lemon yellow	ES03			
		Sunshine yellow	ES04			
		Orange	ES05			
		Russet	ES06			
		Khaki	ES07			
		Pink	ES08			
		Dark red	ES09			
		Lilac	ES10			
		Blue	ES11			
		Grey-blue	ES12			
		Grey	ES13			
		Black	ES14			
GLAZE – Bề mặt nhẵn bóng						
GLAZE-LT – Độ nóng chảy thấp cho sứ với nhiệt độ nung dưới 800°C						
FINISHING AGENT – Cho bề mặt mịn màng						



+ Tăng tính linh hoạt

Stain glazing

Bộ vật liệu hiện bao gồm: màu cơ bản (Body Stains). Màu có độ trong mờ cung cấp hiệu ứng tương tự như bộ lọc màu.

Vi vậy chúng lý tưởng cho:

- Quét bề mặt
- Hiệu chỉnh hiệu ứng màu của lớp sứ cơ bản

Mặt nạ

Cực mịn: tạo màu hiệu ứng (Effect Stains). Những màu này chủ yếu phân biệt bởi:

- hiệu ứng màu sậm và
- che màu chính

Thích hợp ứng dụng các hiệu ứng trên bề mặt tự nhiên và pha màu từ bên trong.

BÓNG


Cho phục hình bóng sáng:

- VITA AKZENT Plus GLAZE - cho bề mặt đồng nhất bóng sáng như kính
- VITA AKZENT Plus GLAZE LT - độ nóng chảy thấp cho sứ với nhiệt độ nung dưới 800°C
- VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT - cho bề mặt sứ mịn màng.

+ Tạo thuận tiện quy trình xử lý

Tất cả các màu đều có độ huỳnh quang, đặc biệt hạt mịn và kết hợp màu tuyệt vời. Sự đồng nhất thixotropic với dạng bột và dạng kem giúp đem đến ứng dụng chính xác của vật liệu yêu cầu.

With the unique VITA SYSTEM 3D-MASTER, all natural tooth shades can be systematically determined and perfectly reproduced.



Please note: Our products must be used in accordance with the instructions for use. We accept no liability for any damage resulting from incorrect handling or usage. The user is furthermore obliged to check the product before use with regard to its suitability for the intended area of application. We cannot accept any liability if the product is used in conjunction with materials and equipment from other manufacturers that are not compatible or not authorized for use with our product. Furthermore, our liability for the accuracy of this information is independent of the legal basis and, in as far as legally permissible, shall always be limited to the value as invoiced of the goods supplied, excluding value-added tax. In particular, as far as legally permissible, we do not assume any liability for loss of earnings, indirect damages, ensuing damages or for third-party claims against the purchaser. Claims for damages based on fault liability (culpa in contrahendo, breach of contract, unlawful acts, etc.) can only be made in the case of intent or gross negligence. The VITA Modulbox is not necessarily a component of the product.
Date of issue of this information: 05.14

After the publication of these information for use any previous versions become obsolete. The current version can be found at www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik has been certified in accordance to the Medical Device Directive and the following products bear the CE mark  0124 :

VITA AKZENT® Plus

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik



Tiếp thị & Phân phối chính thức:

N.K.LUCK VIỆT NAM
CUNG CẤP THIẾT BỊ - VẬT LIỆU - DƯỢC PHẨM NGÀNH NHA KHOA

Showroom - Trung Tâm Chăm sóc Khách hàng:
K0.01, Đường B-Bắc, Khu phố Star Hill
Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 5412 2662 - 5412 2882

contact@nkluck.com
www.nkluck.vn | www.vita.com.vn

Cửa hàng:
781/A13 Lê Hồng Phong (nối dài),
P.12, Q.10, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 3862 0090 - 3863 4172

